

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CHYTRÝ OČNÍ MASÉR PROTI KRUHŮM A VRÁSKÁM



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

URČENÍ VÝROBKU

Jedná se o kosmetický přístroj určený pro péči o pokožku v oblasti pod očima.

Zařízení využívá kombinaci:

- červeného LED světla,
- EMS mikroproudové stimulace,
- jemné pulzní stimulace pokožky.

Ergonomický tvar připomínající brýle umožňuje pohodlné používání bez nutnosti držet přístroj v ruce.

Výrobek je určen pouze pro kosmetickou péči a není zdravotnickým prostředkem.

OBSAH BALENÍ

- 1× oční masážní přístroj
- 1× USB nabíjecí kabel
- 1× návod k použití

Obsah konkrétního balení se může mírně lišit podle dodávané varianty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ: 3D oční masážní přístroj
- Technologie: EMS mikroproud + červené LED světlo
- Jmenovité napětí: 3,7 V
- Výkon: přibližně 0,5 W
- Nabíjení: USB
- Nabíjecí napětí: 5 V
- Nabíjecí proud: cca 120 mA
- EMS: 2 typy pulzní stimulace
- Intenzita EMS: 3 úrovně
- Automatický časovač: přibližně 10 minut
- Rozměry zařízení: cca 139,6 × 53,5 × 37 mm
- Hmotnost: cca 40–42 g

NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.

2. Připojte USB kabel k nabíjecímu konektoru zařízení.
3. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému USB zdroji 5 V.
4. Během nabíjení sledujte světelnou indikaci zařízení.
5. Po úplném nabití kabel odpojte.

Zařízení během nabíjení nepoužívejte.

Nenabíjejte jej ve vlhkém prostředí ani v blízkosti vody.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Před každým použitím:

1. Odstraňte make-up a důkladně očistěte oblast kolem očí.
2. Pokožku osušte.
3. Na oblast pod očima naneste malé množství lehkého hydratačního séra, gelu nebo jiného vhodného přípravku na vodní bázi.
4. Ujistěte se, že kontaktní části přístroje jsou čisté.

Pro správnou funkci EMS je důležitý dobrý kontakt přístroje s pokožkou.

Velmi mastné nebo hutné krémy mohou elektrický kontakt omezovat.

NASAZENÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj nasadte podobně jako brýle.
2. Kontaktní části umístěte na pokožku **pod očima**, nikoli přímo na oční bulvy.
3. Upravte polohu tak, aby obě strany rovnoměrně přiléhaly k pokožce.
4. Přístroj nesmí nepříjemně tláčit.

Pokud EMS funguje pouze na jedné straně, zkontrolujte kontakt druhé části s pokožkou a případně pokožku lehce navlhčete sérem nebo gelem.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF / MODE**.

Po zapnutí se aktivuje základní režim zařízení.

Krátkým stisknutím tlačítka lze přepínat mezi dostupnými režimy.

Pro vypnutí tlačítko znovu stiskněte a podržte.

Zařízení je vybaveno automatickým časovačem a po přibližně **10 minutách** se samo vypne.

NASTAVENÍ INTENZITY

EMS stimulace nabízí tři úrovně intenzity:

- nízká,
- střední,
- vysoká.

Pomocí ovládacích tlačítek **+** / **-** zvolte požadovanou intenzitu.

Při prvním použití vždy začněte na **nejnižší úrovni**.

Intenzitu zvyšujte pouze tehdy, pokud je stimulace příjemná.

Mírné brnění nebo pulzování může být při EMS stimulaci běžné. Stimulace však nesmí být bolestivá.

Pokud pociťujete bolest, silné štípání nebo jiné nepříjemné pocity, intenzitu snižte nebo zařízení vypněte.

REŽIMY POUŽITÍ

Zařízení využívá několik kombinací červeného světla a EMS stimulace.

Podle konkrétní varianty mohou být dostupné například následující režimy:

ČERVENÉ SVĚTLO + JEMNÝ EMS

Vhodné pro šetrnou kosmetickou péči o oční okolí.

ČERVENÉ SVĚTLO + PULZNÍ EMS

EMS impulzy se mění a vytvářejí výraznější pulzní stimulaci.

EMS STIMULACE

Mikroproudová stimulace bez nutnosti další mechanické masáže.

ČERVENÉ SVĚTLO

Samostatná světelná kosmetická péče.

Dostupnost jednotlivých režimů se může lišit podle konkrétní verze zařízení.

DOPORUČENÝ POSTUP

1. Očistěte pleť.
2. Naneste lehké sérum nebo gel.
3. Nasad'te zařizení.
4. Zapn'te jej.
5. Zvol'te požadovaný režim.
6. Začn'te na nejnižší intenzitě EMS.
7. Nechte proběhnout jednu relaci, maximálně přibližně 10 minut.
8. Po skončení zařizení sundejte a vypn'te.
9. Kontaktní plochy očistěte.

Přístroj není nutné při používání silně přitlačovat.

ČERVENÉ SVĚTLO

Červené LED světlo je určeno pro kosmetickou péči o pokožku očního okolí.

Světelnou část používejte pouze podle tohoto návodu.

Do LED zdroje se z bezprostřední blízkosti dlouhodobě nedívejte.

EMS MIKROPROUD

EMS využívá slabé elektrické impulzy.

Pro správnou funkci:

- musí kontaktní části přiléhat k pokožce,
- pokožka nesmí být zcela suchá,
- doporučuje se použít lehký gel nebo sérum na vodní bázi.

Pokud necítíte žádnou stimulaci:

1. zkontrolujte kontakt zařizení s pokožkou,
2. lehce navlhčete oční okolí vhodným přípravkem,
3. zkontrolujte nastavenou intenzitu,
4. zkontrolujte stav baterie.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek používejte pouze na pokožku kolem očí podle tohoto návodu.
- Nepřikládejte aktivní kontaktní plochy přímo na oční bulvu.
- Nepoužívejte na horní pohyblivá víčka.
- Nepoužívejte na poraněnou, podrážděnou, zanícenou nebo infikovanou pokožku.
- Nepoužívejte bezprostředně po kosmetickém nebo chirurgickém zákroku v oblasti očí.
- Při bolesti, výrazném pálení, podráždění nebo neobvyklé reakci zařízení okamžitě sundejte.
- Nepoužívejte během nabíjení.
- Zařízení neponořujte do vody.
- Nepoužívejte ve vaně nebo sprše.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobek není hračka.

KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVAT

Před použitím EMS zařízení se poraďte s lékařem zejména v případě, že:

- máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiné elektronické zdravotnické zařízení,
- máte závažné neurologické nebo srdeční onemocnění,
- jste po operaci očí nebo obličeje,
- trpíte onemocněním očí,
- máte výrazně sníženou citlivost pokožky,
- máte aktivní kožní onemocnění v místě použití,
- jste těhotná.

Zařízení nepoužívejte na místech s otevřenými ranami nebo akutním zánětem.

V případě pochybností o vhodnosti použití se poraďte s lékařem.

KONTAKTNÍ ČOČKY

Před použitím doporučujeme kontaktní čočky vyjmout.

Přístroj nesmí vyvíjet tlak na samotné oko.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití:

1. zařízení vypněte,
2. případně odpojte nabíjecí kabel,
3. kontaktní plochy otřete měkkým čistým hadříkem,
4. při větším znečištění použijte mírně navlhčený hadřík,
5. před uložením nechte zařízení uschnout.

Přístroj:

- neoplachujte pod tekoucí vodou,
- neponořujte do vody,
- nečistěte agresivními rozpouštědly,
- nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

SKLADOVÁNÍ

Zařízení uchovávejte:

- na suchém místě,
- mimo dosah dětí,
- mimo přímé sluneční záření,
- mimo vysoké teploty a vlhkost.

Na zařízení nepokládejte těžké předměty a chraňte jej před nárazy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení nelze zapnout

Baterie může být vybitá.

Zařízení nabijte a zkuste jej znovu zapnout.

EMS není cítit

- zvyšte intenzitu,
- zkontrolujte kontakt s pokožkou,
- naneste malé množství gelu nebo séra na vodní bázi,
- zkontrolujte stav baterie.

EMS funguje pouze na jedné straně

Upravte polohu přístroje tak, aby obě kontaktní plochy přiléhaly k pokožce.

V případě potřeby pokožku lehce navlhčete.

Stimulace je příliš silná

Snižte intenzitu.

Pokud je pocit nadále nepříjemný, zařízení vypněte.

Pokožka je po použití zarudlá

Mírné dočasné zarudnutí způsobené kontaktem nebo stimulací může po krátké době odeznít.

Pokud je zarudnutí výrazné, bolestivé nebo přetrvává, zařízení dále nepoužívejte.

Zařízení se během používání vypne

Po přibližně 10 minutách se může automaticky vypnout díky vestavěnému časovači.

Pokud se vypíná dříve, zkontrolujte stav baterie.

PÉČE O AKUMULÁTOR

Zařízení obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor.

- Nevystavujte jej ohni nebo vysokým teplotám.
- Zařízení nepropichujte ani nerozebírejte.
- Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel.
- Při neobvyklém zahřívání, zápachu nebo deformaci zařízení okamžitě přestaňte používat.

LIKVIDACE

Výrobek obsahuje elektronické součásti a dobíjecí baterii.

Po skončení životnosti jej nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném místě zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Oční masér je kosmetický přístroj pro domácí péči o pokožku.

Není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění a nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

Výsledky kosmetického používání se mohou u jednotlivých osob lišit.